

VISION

PUNTA ÓPTICA DE DILATACION
POINTE OPTIQUE DILATANTE



PUNTA ÓPTICA DE DILATACION
SEPARADORES DEL TEJIDO
SUJECIÓN DE ESTABILIDAD CON ESCALONES HELICOIDALES
REDUCTOR UNIVERSAL
JUNTA EXTRAÍBLE
ÓPTICA CON MECANISMO DE BLOQUEO
EXCELENTE VISIÓN DIRECTA
REDUCE AL MÍNIMO EL RIESGO DE LESIONES
A LOS ÓRGANOS INTERNOS



POINTE OPTIQUE DILATANTE
SÉPARATEURS DE TISSUS
GRIP DE STABILITÉ À DEGRÉS HÉLICOÏDAUX
RÉDUCTEUR UNIVERSEL
JOINT EXTRACTIBLE
AUTOBLOCAGE DE L'OPTIQUE
EXCELLENTE VISUALISATION DIRECTE
MINIMISE LE RISQUE DE LÉSIONS DES ORGANES INTERNES



ITALIA

Stabilimento di Produzione
Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ)
Tel.+39 0863 515215/6
Fax +39 0863 570070
Sede Legale
Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677319
Fax +39 06 72679909

FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche - Batiment D Hall-3
92230 Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

ESPAÑA

Poligono Ind. Mutilva Baja - Calle V, n.16
31192 - Mutilva Baja
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280


REPUBLIC OF BELARUS

V. Gostinets Street , 143
222310 - Molodechno - MINSK
Tel +375 1767 45555
Fax +375 296 374737



CE 0373 | UNI EN ISO 13485:2003 | UNI EN ISO 9001:2008

This document is intended solely for the use of healthcare professionals. Please refer always to the instruction for use. Products may not be available in all markets. Please contact your Assut Europe representative if you have questions about the availability of products in your area.



X-ONE

TROCAR LAPAROSCÓPICO DESECHABLE
TROCART LAPAROSCOPIQUE A USAGE UNIQUE



HYBRID



VISION



R-SERIES



F-SERIES



HASSON

CE 0373



HYBRID


MICRO PUNTA DE FIBRA DE CARBONO
MICRO POINTE EN FIBRE DE CARBONE



- MICRO PUNTA DE FIBRA DE CARBONO**
 - Penetra en el tejido sin cortar
 - Limita la presión de empuje
- PUNTA AUTOMÁTICA DE PROTECCIÓN**
 - Protege la micro-punta evitando la exposición en la cavidad abdominal
- PUNTA EXPANDIBLE SECUNDARIA**
 - Dilata el espacio creado por la micro punta
 - Facilita el avance gracias a las ranuras antifricción y a los separadores del tejido



- MICRO POINTE EN FIBRE DE CARBONE**
 - Pénètre dans les tissus sans couper
 - Limite la pression de poussée
- PROTECTION AUTOMATIQUE DE LA POINTE**
 - Met en sécurité la micro-pointe en évitant l'exposition dans la cavité abdominale
- POINTE SECONDAIRE DILATANTE**
 - Dilate l'ouverture créée par la micro-pointe
 - Facilite la pénétration grâce à des rainures anti frottement et à des séparateurs de tissus



info@ergonsutramed.com
www.ergonsutramed.com

© 2013 Ergon Sutramed S.p.A. All rights reserved

R-SERIES

TROCAR SIN CUCHILLA
TROCART SANS LAME



PUNTA RANURADA EXPLANDIBLE
REDUCTOR UNIVERSAL
SUJECIÓN DE ESTABILIDAD CON ESCALONES HELICOIDALES
JUNTA EXTRAÍBLE



POINTE DILATANTE CANNELEE
REDUCTEUR UNIVERSEL
GRIP DE STABILITE A DEGRES HELICOÏDAUX
JOINT EXTRACTIBLE



F-SERIES

TROCAR CON CUCHILLA PLANA
TROCART A LAME PLATE



PUNTA CON CUCHILLA PLANA CON MECANISMO DE BLOQUEO
ESCUDO DE SEGURIDAD EXPANDIBLE
REDUCTOR UNIVERSAL
SUJECIÓN DE ESTABILIDAD CON ESCALONES HELICOIDALES
JUNTA EXTRAÍBLE
FÁCIL INTRODUCCIÓN
EXCELENTE ESTABILIDAD EN LA PARED
UNA EXPOSICIÓN MÍNIMA DE LA HOJA
PROTECCIÓN EN LA CAVIDAD ABDOMINAL



POINTE A LAME PLATE AVEC AUTOBLOCAGE
BOUCLIER DE SECURITE DILATANT
REDUCTEUR UNIVERSEL
GRIP DE STABILITE A DEGRES HELICOÏDAUX
JOINT EXTRACTIBLE
FACILITE L'INTRODUCTION
EXCELLENTE STABILITE DANS LA PAROI
EXPOSITION MINIMALE DE LA LAME
PROTECTION DANS LA CAVITE ABDOMINALE



HASSON

TROCAR PARA OPEN LAPAROSCOPY
TROCART POUR LAPAROSCOPIE OUVERTE



PUNTA BISELADA
REDUCTOR UNIVERSAL
JUNTA EXTRAÍBLE
CÁNULA DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE
POR ENROSCADO
PREVIENE EL RIESGO DE LESIONES EN LA
CAVIDAD ABDOMINAL
EXCELENTE ESTABILIDAD
PROLONGACIÓN PERFECTA



POINTE ÉMOUSSÉE
REDUCTEUR UNIVERSEL
JOINT EXTRACTIBLE
PROFONDEUR DE LA CANULE RÉGLABLE PAR VISSAGE
PRÉVIENT LE RISQUE DE TRAUMATISMES
DANS LA CAVITÉ ABDOMINALE



TROCAR LAPAROSCOPICO CON CUCHILLA

300-F5	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 100 mm
300-F55	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 70 mm
300-FL5	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 150 mm
300-F11	Trocar Ø 11mm completo de cánula de 100 mm
300-F12	Trocar Ø 12mm completo de cánula de 100 mm
300-FL12	Trocar Ø 12mm completo de cánula de 150 mm
301-F5	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-F55	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 70 mm
301-FL5	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 150 mm
301-F11	Trocar Ø 11mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-F12	Trocar Ø 12mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-FL12	Trocar Ø 12mm completo + 1 cánula de 150 mm

TROCAR LAPAROSCOPICO HYBRID

300-RF5	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 100 mm
300-RF55	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 70 mm
300-RFL5	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 150 mm
300-RF11	Trocar Ø 11mm completo de cánula de 100 mm
300-RF12	Trocar Ø 12mm completo de cánula de 100 mm
300-RF15	Trocar Ø 12mm completo de cánula de 150 mm
301-RF5	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-RF55	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 70 mm
301-RFL5	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 150 mm
301-RF11	Trocar Ø 11mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-RF12	Trocar Ø 12mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-RF15	Trocar Ø 12mm completo + 1 cánula de 150 mm

TROCAR LAPAROSCOPICO OPTICO

300-V5	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 100 mm
300-V55	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 70 mm
300-VL5	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 150 mm
300-V11	Trocar Ø 11mm completo de cánula de 100 mm
300-V12	Trocar Ø 12mm completo de cánula de 100 mm
300-VL12	Trocar Ø 12mm completo de cánula de 150 mm
300-V15	Trocar Ø 15mm completo de cánula de 100 mm
301-V5	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-V55	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 70 mm
301-VL5	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 150 mm
301-V11	Trocar Ø 11mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-V12	Trocar Ø 12mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-VL12	Trocar Ø 12mm completo + 1 cánula de 150 mm
301-V15	Trocar Ø 15mm completo + 1 cánula de 100 mm

TROCAR LAPAROSCOPICO SIN CUCHILLA

300-R5	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 100 mm
300-R55	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 70 mm
300-RL5	Trocar Ø 5mm completo de cánula de 150 mm
300-R11	Trocar Ø 11mm completo de cánula de 100 mm
300-R12	Trocar Ø 12mm completo de cánula de 100 mm
300-RL12	Trocar Ø 12mm completo de cánula de 150 mm
300-R15	Trocar Ø 15mm completo de cánula de 100 mm
301-R5	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-R55	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 70 mm
301-RL5	Trocar Ø 5mm completo + 1 cánula de 150 mm
301-R11	Trocar Ø 11mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-R12	Trocar Ø 12mm completo + 1 cánula de 100 mm
301-RL12	Trocar Ø 12mm completo + 1 cánula de 150 mm
301-R15	Trocar Ø 15mm completo + 1 cánula de 100 mm

BLUNT TIP TROCAR - (HASSON)

300-H11	Trocar de punta Roma de 11mm x 100mm de longitud.
300-H12	Trocar de punta Roma de 12mm x 100mm de longitud.

KIT 2 CANNULE

302-5	Kit de 2 cánulas Ø5mm de 100 mm
302-S5	Kit de 2 cánulas Ø5mm de 70 mm
302-L5	Kit de 2 cánulas Ø5mm de 150 mm
302-11	Kit de 2 cánulas Ø11mm de 100 mm
302-12	Kit de 2 cánulas Ø12mm de 100 mm
302-L12	Kit de 2 cánulas Ø12mm de 150 mm

CANNULA SINGOLA

302-1-5	X-One Cannula singola 5 mm mis. Standard
302-1-S5	X-One Cannula singola 5 mm mis. Corta
302-1-L5	X-One Cannula singola 5 mm mis. Larga
302-1-11	X-One Cannula singola 11 mm mis. Standard
302-1-12	X-One Cannula singola 12 mm mis. Standard
302-1-L12	X-One Cannula singola 12 mm mis. Larga

TROCART A LAME PLATE

300-F5	Mandrin lame F 5mm + tube longueur 10 cm
300-F55	Mandrin lame F 5mm + tube longueur 7 cm
300-FL5	Mandrin lame F 5mm + tube longueur 15 cm
300-F11	Mandrin lame F 11 mm + tube longueur 10 cm
300-F12	Mandrin lame F 12mm + tube longueur 10 cm
300-FL12	Mandrin lame F 12mm + tube longueur 15 cm
301-F5	Kit Mandrin lame F 5mm + 2 tubes longueur 10 cm
301-F55	Kit Mandrin lame F 5mm + 2 tube longueur 7 cm
301-FL5	Kit Mandrin lame F 5mm + 2 tubes longueur 15 cm
301-F11	Kit Mandrin lame F 11 mm + 2 tubes longueur 10 cm
301-F12	Kit Mandrin lame F 12mm + 2 tubes longueur 10 cm
301-FL12	Kit Mandrin lame F 12mm + 2 tubes longueur 15 cm

TROCART LAPAROSCOPIQUE HYBRID

300-RF5	Mandrin lame F 5mm + tube longueur 10 cm
300-RF55	Mandrin lame F 5mm + tube longueur 7 cm
300-RFL5	Mandrin lame F 5mm + tube longueur 15 cm
300-RF11	Mandrin lame F 11 mm + tube longueur 10 cm
300-RF12	Mandrin lame F 12mm + tube longueur 10 cm
300-RF15	Mandrin lame F 12mm + tube longueur 15 cm
301-RF5	Kit Mandrin lame F 5mm + 2 tubes longueur 10 cm
301-RF55	Kit Mandrin lame F 5mm + 2 tube longueur 7 cm
301-RFL5	Kit Mandrin lame F 5mm + 2 tubes longueur 15 cm
301-RF11	Kit Mandrin lame F 11 mm + 2 tubes longueur 10 cm
301-RF12	Kit Mandrin lame F 12mm + 2 tubes longueur 10 cm
301-RF15	Kit Mandrin lame F 12mm + 2 tubes longueur 15 cm

TROCART LAPAROSCOPIQUE OPTIQUE

300-V5	Mandrin dilatant 5mm + 1 tube longueur 10 cm
300-V55	Mandrin dilatant 5mm + 1 tube longueur 7cm
300-VL5	Mandrin dilatant 5mm + 1 tube longueur 15 cm
300-V11	Mandrin dilatant 11 mm + 1 tube longueur 10 cm
300-V12	Mandrin dilatant 12mm + 1 tube longueur 10 cm
300-VL12	Mandrin dilatant 12mm + 1 tube longueur 15 cm
300-V15	Mandrin dilatant 15mm + 1 tube longueur 10 cm
301-V5	Kit Mandrin dilatant 5mm + 2 tube longueur 10 cm
301-V55	Kit Mandrin dilatant 5mm + 2 tube longueur 7 cm
301-VL5	Kit Mandrin dilatant 5mm + 2 tubes longueur 15 cm
301-V11	Kit Mandrin dilatant 11 mm + 2 tube longueur 10 cm
301-V12	Kit Mandrin dilatant 12mm + 2 tube longueur 10 cm
301-VL12	Kit Mandrin dilatant 12mm + 2 tube longueur 15 cm
301-V15	Kit Mandrin dilatant 15mm + 2 tube longueur 10 cm

TROCART SANS LAME

300-R5	Mandrin dilatant 5mm + 1 tube longueur 10 cm
300-R55	Mandrin dilatant 5mm + 1 tube longueur 7 cm
300-RL5	Mandrin dilatant 5mm + 1 tube longueur 15 cm
300-R11	Mandrin dilatant 11 mm + 1 tube longueur 10 cm
300-R12	Mandrin dilatant 12mm + 1 tube longueur 10 cm
300-RL12	Mandrin dilatant 12mm + 1 tube longueur 15 cm
300-R15	Mandrin dilatant 15mm + 1 tube longueur 10 cm
301-R5	Kit Mandrin dilatant 5mm + 2 tube longueur 10 cm
301-R55	Kit Mandrin dilatant 5mm + 2 tube longueur 7 cm
301-RL5	Kit Mandrin dilatant 5mm + 2 tube longueur 15 cm
301-R11	Kit Mandrin dilatant 11 mm + 2 tube longueur 10 cm
301-R12	Kit Mandrin dilatant 12mm + 2 tube longueur 10 cm
301-RL12	Kit Mandrin dilatant 12mm + 2 tube longueur 15 cm
301-R15	Kit Mandrin dilatant 15mm + 2 tube longueur 10 cm

TROCART POUR LAPAROSCOPIE OUVERTE

300-H11	Mandrin émoussé H 11 mm (Hasson) + tube longueur 10 cm
300-H12	Mandrin émoussé H 12 mm (Hasson) + tube longueur 10 cm

KIT 2 TUBES

302-5	Kit de 2 tubes 5mm longueur 10 cm
302-S5	Kit de 2 tubes 5mm longueur 7 cm
302-L5	Kit de 2 tubes 5mm longueur 15 cm
302-11	Kit de 2 tubes 11mm longueur 10 cm
302-12	Kit de 2 tubes 12mm longueur 10 cm
302-L12	Kit de 2 tubes 12mm longueur 15 cm

TUBE

302-1-5	tube 5mm longueur 10 cm
302-1-S5	tube 5mm longueur 7 cm
302-1-L5	tube 5mm longueur 15 cm
302-1-11	tube 11mm longueur 10 cm
302-1-12	tube 12mm longueur 10 cm
302-1-L12	tube 12mm longueur 15 cm