

X-ONE

TROCAR LAPAROSCOPICI

Lama o non Lama?



...Hybrid!

la sicurezza a portata di mano

 **MEDI LINE**[®]
HEALTHCARE

Hybrid

IL TROCAR A DOPPIO PUNTALE



MICRO-PUNTA IN FIBRA DI CARBONIO

- Penetra nei tessuti senza tagliare
- Limita la pressione di spinta

PUNTALE AUTOMATICO DI PROTEZIONE

- Mette in sicurezza la micro-punta evitandone l'esposizione in cavità addominale

PUNTALE SECONDARIO DILATANTE

- Dilata il varco creato dalla micro-punta
- Facilita l'avanzamento grazie a scanalature antiattrito e separatori tissutali



X-ONE Hybrid

- PUNTALE IBRIDO
AUTOLOCKING
- MANDRINO SOLIDALE
- RIDUTTORE
UNIVERSALE
- GUARNIZIONE
AMOVIBILE



- *Minimizza il rischio di
lesioni accidentali*
- *Riduce il trauma tissutale*
- *Previene i sanguinamenti
della parete addominale*

“È facile avere un’idea complicata, ma la cosa
davvero complicata è avere un’idea semplice”

Carver Mead

X-ONE

Hybrid

REF.	DESCRIZIONE*
300-RF5	X-ONE Trocar Hybrid 5 mm. cannula mis. standard
300-RF5S	X-ONE Trocar Hybrid 5 mm. cannula mis. corta
300-RFL5	X-ONE Trocar Hybrid 5 mm. cannula mis. lunga
300-RF11	X-ONE Trocar Hybrid 11 mm. cannula mis. standard
300-RF12	X-ONE Trocar Hybrid 12 mm. cannula mis. standard
300-RF15	X-ONE Trocar Hybrid 15 mm. cannula mis. standard
301-RF5	Kit X-ONE Trocar Hybrid 5 mm. 2 cannule mis. standard
301-RF5S	Kit X-ONE Trocar Hybrid 5 mm. 2 cannule mis. corta
301-RFL5	Kit X-ONE Trocar Hybrid 5 mm. 2 cannule mis. lunga
301-RF11	Kit X-ONE Trocar Hybrid 11 mm. 2 cannule mis. standard
301-RF12	Kit X-ONE Trocar Hybrid 12 mm. 2 cannule mis. standard
301-RF15	Kit X-ONE Trocar Hybrid 15 mm. 2 cannule mis. standard

Confezioni in scatole da 6 Blister – Box da 4 scatole

OPZIONI DISPONIBILI: Cannule senza mandrino (302--..)

*Tutte le misure sono disponibili anche in versione senza rubinetto.



Customer Service: +39 0965630577

commerciale@mediline.eu

info@mediline.eu

www.mediline.eu

X-ONE

TROCAR LAPAROSCOPICI
Ottico • Senza Lama





X-ONE

CE 0373

Trocar Ottico



- PUNTALE OTTICO DILATANTE
- SEPARATORI TISSUTALI
- GRIP DI STABILITÀ A SCALINI ELICOIDALI
- RIDUTTORE UNIVERSALE
- GUARNIZIONE AMOVIBILE
- AUTOBLOCCAGGIO DELL'OTTICA

- *Eccellente visione diretta*
- *Minimizza il rischio di lesioni agli organi interni*

X-ONE Trocar Ottico

REF.	DESCRIZIONE*
300-V5	X-ONE Trocar Vision 5 mm. cannula mis. standard
300-V55	X-ONE Trocar Vision 5 mm. cannula mis. corta
300-VL5	X-ONE Trocar Vision 5 mm. cannula mis. lunga
300-V11	X-ONE Trocar Vision 11 mm. cannula mis. standard
300-V12	X-ONE Trocar Vision 12 mm. cannula mis. standard
300-VL12	X-ONE Trocar Vision 12 mm. cannula mis. lunga
300-V15	X-ONE Trocar Vision 15 mm. cannula mis. standard

Confezioni in scatole da 6 Blister - Box da 4 scatole

OPZIONI DISPONIBILI: Kit 1 mandrino + 2 cannule (301-V...) - Cannule senza mandrino (302-...)

*Tutte le misure sono disponibili anche in versione senza rubinetto.

X-ONE

Trocar senza lama

- PUNTALE DILATANTE SCANALATO
- RIDUTTORE UNIVERSALE
- GRIP DI STABILITÀ A SCALINI ELICOIDALI
- GUARNIZIONE AMOVIBILE

- *Riduce il coefficiente di attrito*
- *Limita la pressione di spinta*
- *Previene i sanguinamenti della parete addominale*



X-ONE Trocar Laparoscopico senza lama

REF.	DESCRIZIONE*
300-R5	X-ONE Trocar Bladeless 5 mm. cannula mis. standard
300-RS5	X-ONE Trocar Bladeless 5 mm. cannula mis. corta
300-RL5	X-ONE Trocar Bladeless 5 mm. cannula mis. lunga
300-R11	X-ONE Trocar Bladeless 11 mm. cannula mis. standard
300-R12	X-ONE Trocar Bladeless 12 mm. cannula mis. standard
300-RL12	X-ONE Trocar Bladeless 12 mm. cannula mis. lunga
300-R15	X-ONE Trocar Bladeless 15 mm. cannula mis. standard

Confezioni in scatole da 6 Blister - Box da 4 scatole

OPZIONI DISPONIBILI: Kit 1 mandrino + 2 cannule (301-R...) - Cannule senza mandrino (302-...)

*Tutte le misure sono disponibili anche in versione senza rubinetto.





Customer Service: +39 0965630577
commerciale@mediline.eu - info@mediline.eu
www.mediline.eu



Rev. Maggio 2013

X-ONE

TROCAR LAPAROSCOPICI
Lama Piatta • Open Laparoscopy





X-ONE

CE 0373

Trocar a lama piatta



- PUNTALE A LAMA PIATTA AUTOLOCKING
- SCUDO DI SICUREZZA DILATANTE
- RIDUTTORE UNIVERSALE
- GRIP DI STABILITÀ A SCALINI ELICOIDALI
- GUARNIZIONE AMOVIBILE

- *Facile introduzione*
- *Ottima stabilità in parete*
- *Minima esposizione della lama*
- *Protezione in cavità addominale*

X-ONE Trocar a lama piatta			
REF.	DESCRIZIONE*		
300-F5	X-ONE Trocar	Flat-Blade	5 mm. cannula mis. standard
300-FS5	X-ONE Trocar	Flat-Blade	5 mm. cannula mis. corta
300-FL5	X-ONE Trocar	Flat-Blade	5 mm. cannula mis. lunga
300-F11	X-ONE Trocar	Flat-Blade	11 mm. cannula mis. standard
300-F12	X-ONE Trocar	Flat-Blade	12 mm. cannula mis. standard
300-FL12	X-ONE Trocar	Flat-Blade	12 mm. cannula mis. lunga

Confezioni in scatole da 6 Blister - Box da 4 scatole

OPZIONI DISPONIBILI: Kit 1 mandrino + 2 cannule (301-F...) - Cannule senza mandrino (302--...)

*Tutte le misure sono disponibili anche in versione senza rubinetto.

X-ONE

Open Laparoscopy

- PUNTALE SMUSSO
- RIDUTTORE UNIVERSALE
- GUARNIZIONE AMOVIBILE
- PROFONDITÀ DELLA CANNULA REGOLABILE PER AVVITAMENTO

- *Previene il rischio di traumi in cavità addominale*
- *Eccellente stabilità*
- *Perfetta tenuta*



X-ONE Trocar a Punta Smussa

REF.	DESCRIZIONE
300-H11	X-ONE Trocar di Hasson 11 mm. cannula mis. standard
300-H12	X-ONE Trocar di Hasson 12 mm. cannula mis. standard

Confezioni in scatole da 6 Blister - Box da 4 scatole



Customer Service: +39 0965630577
commerciale@mediline.eu - info@mediline.eu
www.mediline.eu



Rev. Maggio 2013