



PRODUZIONE ITALIANA
SUTURE CHIRURGICHE


DARVIN LOC[®]

Knotless Suture




#madeinItaly
CE 0373


DARVIN LOC®




Con blocco finale • With final lock system • Avec arrêtoir • Con bloqueo final



Loop • Boucle • Lazo



Bidirezionale con blocco centrale • Two way with center marker
Bidirectionnelle marqueur du centre • Bidireccional marcador del centro



Bidirezionale • Two way • Bidirectionnel • Bi-direccional

 Sutura di nuova generazione dentellata autobloccante proposta in diverse molecole, assorbibile e non, disponibile in più formati: monodirezionale con blocco finale, bidirezionale doppio ago, bidirezionale con blocco, loop. Utilizzabile in diverse procedure chirurgiche in cui è richiesta una sutura continua. Pratica, veloce e sicura, non necessita nodi e garantisce una elevata tenuta unita ad una costante distribuzione della tensione lungo il tratto di riapprossimazione.

 New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, two way double needle, two way with center pointer, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.

 Nouvelle génération de fils crantés autobloquant, disponible dans différentes molécules: monodirectionnel avec arrêtoir, bidirectionnel doublement serti, bidirectionnel avec marqueur du centre, boucle. Utilisable dans différentes procédures chirurgicales ou la technique du surjet est recommandée. Pratique, rapide, et fiable, ne nécessite pas de noeud, sa tension uniforme favorise le rapprochement des tissus.

 Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con marcador del centro, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

	chirurgia laparoscopica e robotica	chirurgia generale	chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia ginecologica e urologica	chirurgia ortopedica
	laparoscopic and robotic surgery	general surgery	plastic and reconstructive surgery	gynaecological and urological surgery	orthopaedics surgery
	chirurgie laparoscopique et robotique	chirurgie générale	chirurgie plastique et reconstructive	chirurgie gynécologique et urologique	chirurgie orthopédique
	cirugía laparoscópica y robótica	cirugía general	cirugía plástica y reconstructiva	cirugía ginecológica y urológica	cirugía ortopédica

**MOLECOLA**

Poli
(glicolide-co-ε-caprolattone)

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento
dentellata assorbibile

COLORE

Viola o non colorato
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;
USP da 4/0 a 2.
Il Darvin loc® 90 viene
assemblato con aghi
atraumatici in acciaio inox
AISI 300 o AISI 400

RESISTENZA TENSILE

7 gg ~ 50%
14 gg ~ 20%

ASSORBIMENTO

Completo in 90-120 giorni
dall'impianto

INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei
tessuti molli e/o dove sia
richiesta una sutura a medio
assorbimento

**COMPOSITION**

Poly
(glicolide-co-ε-caprolattone)

DESCRIPTION

Synthetic monofilament
absorbable barbed suture

COLOUR

Violet or undyed
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;
USP from 4/0 to 2.
Darvin loc® 90 is attached to
AISI 300 or AISI 400 stainless
steel atraumatic needles

TENSILE STRENGTH

7 days ~ 50%
14 days ~ 20%

ABSORPTION

Complete within 90-120 days

INDICATIONS

In soft tissues approximation,
where a mid absorption of the
suture is required

**MOLÉCULE**

Poly
(glicolide-co-ε-caprolattone)

TYPE DE FIL

Suture synthétique monofila-
ment crantée résorbable

COULEUR

Violet ou incolore
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**CHARACTÉRISTIQUES
STANDARDS**

EP de 1,5 à 5 ;
USP de 4/0 à 2.
Le Darvin loc® 90 est
assemblé avec des aiguilles
atraumatiques en acier inox
AISI 302, ou AISI 420

TEMPS DE RÉSISTANCE

7 jours ~ 50%
14 jours ~ 20%

TEMPS DE RÉSORPTION

Complète entre le 90-120ème
jours

INDICATIONS

Dans le rapprochement des
tissus mous, lorsqu'une
résorption moyenne de la
suture est nécessaire

**MOLÉCULA**

Poli
(glicolide-co-ε-caprolattone)

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible
monofilamento dentada

COLOR

Violeta o incoloro
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;
USP de 4/0 a 2.
La sutura Darvin loc® 90 se
presenta montada con agujas
atraumáticas de acero
inoxidable AISI 300 o AISI 400

FUERZA TENSIL

7 días ~ 50%
14 días ~ 20%

ABSORCIÓN

Completa a los 90-120 días

INDICACIONES

En la aproximación de los
tejidos blandos y donde se
necesita una absorción media
de la sutura




DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL

90 - 120



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO				
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore  HR 17	15	E111715F	H111715F					
	15		H111715U					
	20			T111720F				
	25	E111725U	H111725U					
	30		H111730F					
Viola, Violet, Violet, Violeta  HR 22	15		H112215F					

DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  HR 26	■ 15		H112615F	T112615F			
	□ 15		H112615U				
	■ 20			T112620F			
	□ 20			T112620U	L112620U		
	■ 25		H112625F	T112625F			
	□ 25		H112625U				
	■ 30		H112630F				
	■ 45		H112645F	T112645F			
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Non colorato  HRG 27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 15			T1172715F			
	□ 15			T1172715U			
	■ 20			T1172720F			
	□ 25			T1172725U			
	■ 30			T1172730F			

DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



Ø 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
 Viola, Violet, Violet, Violeta		EP	1,5	2	3	3,5	4	5	
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
 HR 30	 			H113025F	T113025F				
	 Viola, Violet, Violet, Violeta	 HRG 37 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada				T1173730F			

Ø 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO				
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
Viola, Violet, Violet, Violeta  FRG 27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	15		H3172715F					
	20		H3172720F					
	23		H3172723F					
	25		H3172725F					
	30		H3172730F					

DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  HRS 17	■ 15		H121715F				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  HRS 26	■ 15		H122615F				
	■ 25		H122625F				
	□ 25			T122625U			
	□ 30			T122630U			
	■ 30		H122630F				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  HRS 48	■ 45					M124845U	

3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro DRS 18	15 60		H221815F					
			H221860U					

DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



▽ 3/8 C. TRIANGOLARE CON PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C.
 STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO				
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐	EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
 DSMP 16	☐							
	☐							
	☐							
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐							
	☐							
	☐							
 DSMP 19	☐							
	☐							
	☐							
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐							
	☐							
	☐							
 DSMP 24	☐							
	☐							
	☐							

DARVIN LOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
				EP	1,5	2	3	3,5	4	5
				USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐									
 DS 19	☐									
	☒									
	☐									
	☐									
	☐									
 DS 24	☐									
	☒									
	☐									
	☐									
	☐									



DARVIN LOC® 90


SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL

90-120



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  HR 2x17 <td> □ 30 </td> <td></td> <td></td> <td>T1117230U</td> <td></td> <td></td> <td></td>	□ 30			T1117230U				
	□ 32			T1117232U				
	■ 32		H1117232F	T1117232F				
	□ 35		H1117235U	T1117235U				
	□ 45			T1117245U				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  HR 2x26 <td> ■ 30 </td> <td></td> <td>H1126230F</td> <td>T1126230F</td> <td></td> <td></td> <td></td>	■ 30		H1126230F	T1126230F				
	□ 30			T1126230U				
	□ 32			T1126232U				
	□ 35			T1126235U				
□ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  HR 2x37 <td> □ 70 </td> <td></td> <td></td> <td>T1137270U</td> <td></td> <td></td> <td></td>	□ 70			T1137270U				

DARVIN LOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



⊙ 3/8 C. CILINDRICO • TAPER 3/8 C. • RONDE 3/8 C. • CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  DR 2x18	☐ 		H2118230U					
	☐ 		H2118260U					

⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro FRG 2x27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	25		H31727225U					
	25			T31727225F				
	32			T31727232F				
	45		H31727245U					
	50		H31727250F					




DARVIN LOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO				
	 HRS 2x17	EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
	 HRS 2x26							
	 HRS 2x36							

DARVIN LOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP	1,5	2	3	3,5	4
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  DRS 2x18	■ 10			H2218210F			
	□ 15			H2218215U			
	□ 25			H2218225U			
	■ 30			H2218230F			
	□ 30			H2218230U			
	■ 60			H2218260F	T2218260F		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  DRS 2x26	■ 25				T2226225F		
	■ 30					L2226230F	
	□ 60				T2226260U		
	□ 75			H2226275U			

DARVIN LOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C.
STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐ 30		H2419230U				
 DSMP 2x19	☐ 60		H2419260U				
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐ 60			T2424260U			
 DSMP 2x24							

DARVIN LOC® 90


SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP	1,5	2	3	3,5	4
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  DS 2x12	☐ 30		E2312230U				
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  DS 2x19	10			H2319210U			
	15			H2319215U			
	30			H2319230U	T2319230U		
	60			H2319260U			
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  DS 2x24	☐ 60			H2324260U			
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  DS 2x26	15				T2326215F		
	☐ 30				T2326230U		
	☐ 60				T2326260U		




⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  HR 2x17	☐  30	E11172930U					
	☒  32		H11172932F	T11172932F			

⊙ 1/2 T. CUTTING • TAPER CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  HRS 2x17	☒  32		H12172932F				

⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta  FRG 2x27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	☒  30			T317272930F			
	☒  35			T317272935F			
	☒  50		H317272950F				

www.ergonsutramed.com
info@ergonsutramed.com



ERGON SUTRAMED®

PRODUZIONE ITALIANA
SUTURE CHIRURGICHE

Italia

Headquarter

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Legal Office

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

France

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

España

Poligono Ind. Mutilva Baja
Calle V, n.16 - 31192
Mutilva Baja
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

Germany

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280

Usa

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

Russian Federation

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

Brazil

Rua Professor Alfredo Gomes, 14 CEP
22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

www.ergonsutramed.com
info@ergonsutramed.com

